


飛沫対策に フェイスガード




窓口業務



レジ業務



飲食店




様々な接客業に…



バンドの固定位置により
額との間隔調整が可能

立体的構造!
適度な隙間を確保!




※自社開発品(形状使用方法)


SIZE : 縦 220× 横 310mm

素材 PET ※小さな穴部分は残っています。

■使用方法



- ①内から外へマスクの左右の紐を通して下さい。
- ②赤線部分を山折りにして装着して下さい。



- ①バンド(ゴムバンドがおすすめ)を上記図のように通して下さい。
- ②赤線部分を山折りにして装着して下さい。
- ③バンド等の固定位置により適度な間隔を調整して下さい。

◎マスク・バンド等を通すだけの簡単装着! (2通りの装着仕様が可能です)

※マスク・バンド等は商品には含まれておりません。

◎高透明で視界良好! ◎眼鏡の上からでもOK!

◎口元を立体的にする事により隙間を確保できます!

●ご注文・お問合せは

POSTAL COMMUNICATION CENTER



アシヤ印刷株式会社

□本社 姫路市平野町37番地
〒670-0933 TEL079-281-0022(代) FAX079-284-1378
□東京営業所 東京都中央区新川1丁目14-6(第7アカビル3F)
〒104-0033 TEL03-3551-5233 FAX03-3551-5253

<http://www.ashiya-kk.co.jp>

